



v.8.2019

## ІНСТРУКЦІЯ із застосування медичного виробу

проФЛЕКС ІНТРА медичний ортопедичний гель гіалуронату натрію для ін'єкцій  
(proFLEX® INTRA medical orthopedic hyaluronate gel for injections)

проФЛЕКС ІНТРА / proFLEX® INTRA - прозорий в'язкопружний гель гіалуронату натрію, структурованого методом біоферментації (enzymes cross-linked), у фосфатно-буферному солевому розчині у попередньо наповненому шприці типу «Luer Lock», призначений для одноразової внутрішньосуглобової ін'єкції. проФЛЕКС ІНТРА / proFLEX® INTRA являє собою особливий, зумовлений процесом біоферментації, тип лінійного макромолекулярного мукополісахариду, що складається з повторюваних дисахаридних одиниць глюкuronової кислоти та N-ацетилглюказаміну. Молекулярна маса гіалуронату натрію становить 1600±500 кДа.

### Склад і форма випуску

Стерильний гель для внутрішньосуглобових ін'єкцій. 1 мл гелю містить гіалуронат натрію 10 мг; допоміжні речовини: натрій дигідрофосфат, дигідрат; натрій гідрофосфат, додекалідрат; натрій хлорид; вода для ін'єкцій.

проФЛЕКС ІНТРА / proFLEX® INTRA містить гіалуронат натрію, синтезований і структурований методами біоінженерії з метаболітів стрептококової ферменттації, якому притаманні висока в'язкоеластичність, зміцнівальна здатність, фізична змінність та висока блоусмініст. проФЛЕКС ІНТРА / proFLEX® INTRA - стерильний, вільний від пірогенів, алергенів, генетичної токсичності та не має подразнюючої дії на шкіру. проФЛЕКС ІНТРА / proFLEX® INTRA може бути використаний як ортопедичний імплант для покращення функції суглобів. При застосуванні у вигляді ін'єкцій у порожнину суглоба проФЛЕКС ІНТРА / proFLEX® INTRA обично заміщує синовіальну рідину, стимулює синовіальну оболонку виробляти власний високомолекулярний гіалуронат, який підвищує рухливість суглоба, діє як амортизатор, полегшує біль, зменшує прояви синовійту, активує процеси відновлення тканин суглобового хряща та сповільнює прогресування захворювання.

Активна речовина проФЛЕКС ІНТРА/proFLEX® INTRA - гіалуронат натрію є важливим компонентом екстракцелюлярного матриксу, що відновлює фізіологічний

гомеостаз та реологічні властивості синовіальної рідини, нормалізує склад синовіальної рідини, активуючи біосинтез гіалуронової кислоти в клітинах синовіальної оболонки.

**Показання до застосування**  
проФЛЕКС ІНТРА / proFLEX® INTRA застосовується для полегшення рухливості суглобів, захисту суглобових хрящів та для симптоматичного лікування:

- дегенеративних захворювань (остеоартроз колінного та стегнового (кульшового)) суглобів;
- остеоартрозу, плеча з випотом (за умови попередньої аспірації випоту) в супоті без випоту;
- травматичних ушкоджень суглобів з порушенням цілості хряща.

### Застосування

#### Стерильно!

Медичний виріб призначено для внутрішньосуглобових ін'єкцій.

Ін'єкції перед введенням необхідно обробити антисептиком та дати висохнти. За наявності ексудату рекомендується виконати аспірацію перед введенням проФЛЕКС ІНТРА. Перевірте неушкодженість індивідуальної стерильної захисної упаковки. Візьміть шприц, дотримуючись аспекти. Нагнівніть ін'єкційну голку на шприці типу «Luer Lock». Введіть необхідну кількість проФЛЕКС ІНТРА / proFLEX® INTRA у порожнину суглоба. Введення має проводитися тільки кваліфікованим спеціалістом у медичному закладі.

Після введення препарату шприц та голку необхідно викинути.  
**Рекомендована доза**  
По 1 ін'єкції раз на тиждень до чотирьох-п'яти ін'єкцій, залежно від тяжкості дегенеративних змін суглоба.  
У разі необхідності за призначенням лікаря лікування проФЛЕКС ІНТРА / proFLEX® INTRA може бути продовжене.

QC-10-24  
E04517

Позитивний ефект курсу лікування проФЛЕКС ІНТРА/proFLEX® INTRA може спостерігатися протягом 3-6 місяців, залежно від початкового ступеня тяжкості змін у суглобах.

### Побічні ефекти

При застосуванні у місці ін'єкції можливі реакції у вигляді легкого скороминущого болю, припухlosti, почервоніння, артрагіт та скрутості суглоба. Ці симптоми зникають протягом кількох днів без медичного втручання. У разі, якщо протягом цього періоду симптоми не зникають, необхідно проконсультуватись з лікарем.

**Застереження щодо застосування та запобіжні заходи**

1. З метою запобігання інфікуванню при введені медичного виробу слід суворо дотримуватися правил асептики.

2. Попередньо наповнений шприц призначений тільки для одноразового застосування. Вміст шприцу має бути використаний одразу після відкриття упаковки. У випадку залишку гелю після ін'єкції його необхідно викинути. Повторне застосування може стати причиною інфікування.

3. Не використовувати, якщо стерильна упаковка пошкоджена.

4. Контейнер шприци з гіалуронатом натрію зроблений зі скла. Будьте обережними при використанні.

5. Одночасно не застосовувати з лікарськими засобами, що містять бензалкоНІ хлорид.

6. Уникати застосування інструментів, стерилізованих розчинами четвертинних амонієвих солей, та дезінфікуючих засобів, що містять четвертинні солі амонію.

7. Не застосовувати для внутрішньовенних ін'єкцій.

8. Вводити тільки у порожнину суглоба, не вводити у синовіальну оболонку або зв'язку.

9. Не призначений для застосування у дітей віком до 16 років. Доказів, що підтверджують безпечне застосування у вагітних, та жінок, які годують груддю, немає.

10. За наявності суглобового випоту (внутрішньосуглобової рідини) перед ін'єкцією рекомендується виконати аспірацію.

### Протипоказання

Не застосовувати для лікування пацієнтів з гострим та хронічним піогенним артритом, туберкульозом синовіальної оболонки та суглобів, теморагіями та гемофілією.

Не застосовувати пацієнтам з відомою гіперчутливістю до компонентів медичного виробу.

Не застосовувати пацієнтам з інфекціями або із захворюваннями шкіри в місці ін'єкції.

### Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при темпера-

турі від 2 °C до 25 °C та відносній вологості не більше 80% у добре провітрюваних та чистих приміщеннях, та у захищенному від світла і недоступному для дітей місці. Уникати дії агресивних газів. Не заморожувати.

Невідповідні умови зберігання можуть впливати на ефективність продукту або привести до порушення його стерильності.

**Строк придатності**  
3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### Упаковка

По 2,0 ml (мл) у попередньо наповненому шприці типу «Luer Lock»; по 1 шприц у білsteri, по 1 білsteru у картонній коробці.

Delta Medical Promotions AG

### Виробник

Delta Medical Promotions AG

26 Oetenbachgasse, Zurich, CH-8001, Switzerland / Дельта Медікл Промоушн АГ, Отенбахгассе 26, Цюрих, CH-8001, Швейцарія. Адреса виробничої ділянки: №. 125 (E), 10th Street, Hangzhou Economic and Technological Development Zone, ZheJiang, P.R.China / №125 (E), 10 вул., Ханчжоу Економік енд Технологікал Девелопмент Зон, Чжэцзян, Китай.

### Уповноважений представник в Україні

Представництво «Дельта Медікл Промоушн АГ», м. Вишневе, вул. Чорновола, 43, 08132, Україна, тел./факс +38 (044) 585 00 41.

### Символи:

Symbols Символи	Description Значення
	Do not reuse Повторно використовувати заборонено
	Temperature limitation Температурне обмеження
	Consult instruction for use Ознайомлення з інструкцією для застосування
	CAUTION Засторож!
	Do not freeze Не заморожувати



Symbols Символи	Description Значення
	Keep away from sunlight Оберігати від сонячного світла
	Do not use if package damaged Не використовувати в разі пошкодження паковання
	Keep dry Зберігати в сухому місці
	Sterilized using steam Стерилізований вологим або сухим гаром

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 28.02.2019.